



Lessives liquides et pastilles PRODIFA

## PASTILLE LINGE SWITCH DÉSINFECTANTE BACTÉRICIDE

Ref. 250029



**PRÊT  
À L'EMPLOI**

### DOUBLE ACTION NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE

**Action bactéricide et levuricide** grâce à l'acide peracétique généré par le percarbonate de sodium et le TAED et au PAP  
Haute performance de lavage grâce à l'action des enzymes et des tensioactifs

Activité bactéricide immédiate après la fin du cycle de lavage  
Élimine 99.9% des bactéries et des levures, à 40° après 30 minutes de temps de contact pour 12 L d'eau avec 2 pastilles

Contient : agent de blanchiment + agents de surface + enzymes  
Efficace en conditions de saleté contre les bactéries *Pseudomonas aeruginosa* et *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium* et contre la levure *Candida Albicans*.

ASPECT: solide  
FORME: Octogonale 36 x 26 x 10 mm  
NBR DE COUCHES: 2  
COULEUR: BLANC  
FLOWPACK: PP BLANC  
PARFUM: oui  
POIDS: +/- 21 gr

#### Utilisation :

- 1 pastille en lavage classique (5 kg de linge)
- 2 pastilles pour un linge très sale et action désinfectante (5 kg de linge)
- Trier le linge et respecter les températures indiquées sur les étiquettes
- Retirer l'emballage de la pastille
- Placer la pastille directement dans le tambour (de préférence avec un filet).
- Déposer les vêtements, puis faire tourner le cycle de lavage (mini 40°C)

- Ne pas utiliser pour des cycles de lavage inférieurs à 45 minutes
- Produit déconseillé pour la laine, soie ou tissus très délicats.
- Pour une désinfection efficace, renouveler à chaque lavage.
- Ne pas manipuler avec les mains humides.
- Refermer le seau après utilisation.

#### Données techniques

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Conditionnement | seau de 125 pastilles |
| UC              | 1                     |
| pH              | 10                    |
| Aspect          | Tablettes             |
| Norme(s)        | EN 13727, EN 13624    |